

smiths medical

bringing technology to life




SUREFUSER®



Sistema Elastomerico per
l'Infusione di Farmaci





SUREFUS

Sistema Elastomerico

Sicuro, affidabile

Praticità di preparazione e utilizzo



- Linea non pre-assemblata: il riempimento sotto cappa risulta più agevole
- Codice colore per l'identificazione veloce del dispositivo richiesto
- Involucro del capillare piatto per il minimo ingombro e la massima adesione alla cute
- Corpo graduato per verificare la regolarità della somministrazione
- Vasta gamma di volumi e di flussi, fissi e variabili

Sicurezza



- Filtro in linea per facilitare la fuoriuscita dell'aria prima di iniziare l'infusione
- Dispositivo totalmente chiuso durante la somministrazione della terapia, grazie all'unico punto di riempimento/infusione
- Contenitore robusto a tenuta, per evitare fuoriuscita accidentale di farmaco
- Clamp removibile sulla linea per sospendere, se necessario, l'infusione
- Totalmente privo di lattice
- Palloncino trasparente in polisoprene, compatibile con la quasi totalità dei farmaci di comune impiego
- Volume residuo minimo

Dati di stabilità

Le prove di stabilità dei farmaci sono effettuate da un Laboratorio indipendente



ER® per l'Infusione di Farmaci e facile da usare

Migliorare la qualità di vita del paziente con un sistema veramente portatile: la leggerezza e la silenziosità dei Surefuser® consentono di seguire la terapia senza rinunciare alle abitudini quotidiane.



Somministrazione di analgesici
nel trattamento del dolore cronico,
del dolore acuto post operatorio e nel
travaglio di parto.

Trattamenti chemioterapici in infusione
continua, per terapie domiciliari o
in regime di ricovero.

Trattamenti a breve e lungo termine
con antibiotici per via endovenosa.

Terapia ferrochelante per
pazienti talassemici.



Tracolla disponibile separatamente



CODICI E MISURE

Surefuser® per infusione continua

Surefuser® 50 mL		Surefuser® 100 mL		Surefuser® 250 mL		Durata Infus.	Colore
Codice	mL/ora	Codice	mL/ora	Codice	mL/ora		
SFS-0505H	10	SFS-1005H	20			5 ore	Viola
SFS-0512H	4.2	SFS-1012H	8.3			12 ore	Rosa
SFS-0501D	2.1	SFS-1001D	4.2	SFS-10-25	10	1 giorno	Azzurro
SFS-0502D	1	SFS-1002D	2	SFS-5-25	5	2 giorni	Verde
SFS-0503D	0.7	SFS-1003D	1.4	SFS-3,5-25	3,5	3 giorni	Beige
SFS-0505D	0.4	SFS-1005D	0.8	SFS-2-25	2	5 giorni	Giallo
SFS-0501W	0.3	SFS-1001W	0.6	SFS-1,5-25	1,5	1 settimana	Arancio
Confezione 10 pz.		Confezione 10 pz.		Confezione 5 pz.			

Surefuser® per infusioni brevi

	Velocità Infusione	Durata Infusione	Codice	Colore
100 mL	200 mL/ora	1/2 ora	SFS-1030M	Bianco
	100 mL/ora	1 ora	SFS-1001H	Grigio chiaro
250 mL	125 mL/ora	2 ore	SFS-125-25	Rosa salmone
	62,5 mL/ora	4 ore	SFS-62,5-25	Khaki

Surefuser® a flusso variabile

	Infusion rate	Codice	Colore
100 mL	0.5, 1.5, 2.5, 3.5 mL/ora	SMA-0123-10	Verde
	2, 3, 4, 5 mL/ora	SMA-2345-10	Verde
	Off, 1, 2, 3 mL/ora	SMA-123-10	Verde
250 mL	2, 3, 4, 5 mL/ora	SMA-2345-25	Verde
	2, 4, 6, 8 mL/ora	SMA-2468-25	Verde
	3, 4, 5, 6 mL/ora	SMA-3456-25	Verde

Surefuser® è un Marchio Registrato della NIPRO Medical Corporation © 2013

Smiths Medical Italia S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa:

Via della Stazione, 2 - 04013 Latina

Tel. 0773 40841

Fax 0773 4084804

Uffici Commerciali:

Viale Europa, 68 - 20090 Cusago MI

Tel. +39 02 90165359 - Fax +39 02 90165360

CustomerService.Italia@smiths-medical.com

smiths medical

bringing technology to life

www.smiths-medical.com

ISO 13485:1996
MD 68025

